

Matrac - HR hab matracok

Levital Perfect Contour Touch



Méretetek

80*200cm:	229900 Ft	Akciós ár:	179900 Ft
90*200cm:	229900 Ft	Akciós ár:	179900 Ft

140*200cm:	389900 Ft	Akciós ár:	309900 Ft
80*200cm:	419900 Ft	Akciós ár:	329900 Ft
180*200cm:	429900 Ft	Akciós ár:	339900 Ft
200*200cm:	469900 Ft	Akciós ár:	369900 Ft

Részletes leírás:




LEVITAL PERFECT CONTOUR HR 40/36 hideghab + hűsítő GELFOAM

Kicsit lágyabbra varázsoltuk Önnek a Levital Perfect Contour matracot. Levital Perfect Contour Touch HR matrac a HR 35/30 high resilience hideghab tartómagának köszönhetően egy kicsit lágyabb, komfortosabb alátámasztást biztosít, mint az eredeti Perfect Contour matrac. A speciálisan formavágott alsó tartóban, a kivételes minőségű HR 40/36 minőségű hideghab komfortréteg és a matrac felületén található 25mm gelfoam alapanyag a csúcs minőség felé repíti a terméket természetesen még mindig a megfizethető árkategóriában. Levital Perfect Contour Touch matrac hűsítő gélhabbal a komfortrétegben. Az USA-ban és az Európai Unióban is szabadalmaztatott Levital System eljárással készülő Perfect Contour Touch matrac a Levital termékcsalád kicsit lágyabb viszkoelasztikus változata és minden olyan tudást technikai megoldást és előnyt magában rejt amit csak a 21. század technológiája lehetővé tesz. Sőt! A speciális Adaptive Cutting System vágási technológiának és az éveken át tartó kísérletek eredményeként megalkotott Levital System matrac minden olyan problémát megold, amellyel csak a matracgyártók és a Vásárlók az elmúlt évtizedekben találkozhattak.



A 22cm + matrachuzat vastagságú PERFECT CONTOUR matraccban -hasonlóan a Levital System Perfect Sense matrachoz- az alsó tartóhab réteg itt is a már említett speciálisan formavágott habrugós rendszerből áll, amely képes a rá nehezedő terhelést felismerni és a terhelés függvényében a megfelelő ellenállási erőt kifejteni ahhoz, hogy -bármilyen testsúlyú vagy testalkatú is legyen a Levital Perfect Contour matracc felhasználója -megfelelő ergonomiai alátámasztást kapjon. A progresszív alátámasztás a legkülönbözőbb testsúlyok és testalkatok esetén is érvényesül, hiszen a hagyományos 5-7 ergonomiai zónára tagolt matraccokkal ellentétben a Levital System matraccok intelligens alátámasztása semmilyen más ergonomiai megoldáshoz nem hasonlít a piacon található hideghab matraccok közül.



LEVITAL GÉLHAB SZERKEZETE

A felső HR hideghab és GELHAB kombinációjából készülő 5cm vastag komfortréteg alatt a Levital Perfect Contour matrac alsó tartó bázisa - hasonlóan a Perfect Sense matrachoz- egy HR 35/36 tömegsűrűségű speciálisan formavágott hideghab bázisból áll, amely megfelelő feszségével és szabadalmaztatott kialakításával felelős lesz majd a progresszív alátámasztásért, a dinamikáért és nem utolsósorban a térhálóban elrendezett habrugók közötti kereszt- és hosszirányú levegőcsatornáknak köszönhetően páratlan cirkulációt és tökéletes szellőzést biztosít. A dinamikusan és terhelés függően elmozduló habrugók között található alacsonyabb tartó elemek hálóként szövik át a matracmag belsejét a térhálóban elrendezett habrugók között, így könnyebb testsúly és kisebb terhelés esetén nem is lépnek interakcióba; kellemes, határozott mégis kényeztetően kellemes komfortot kapunk. A növekvő testsúly hatására a nagyobb és magasabb habrugók benyomódásával egyidejűleg fokozatosan lépnek be a már említett alacsonyabb tartó elemek, így nagyobb terhelés esetén is pontos formakövetést, határozott ellenállást és ergonómikus alátámasztást kapunk. (lásd: LeVital movie a lap alján)

A Levital Perfect Contour matrac felső 5 cm vastag komfort rétege két különálló rétegből áll. Míg a 25 mm vastag 50/36 tömegsűrűségű HR hideghab réteg a megfelelő feszségről, a rugalmasságról és a tökéletes légáteresztésről gondoskodik, addig a matrac fekvőfelületén található 25 mm gélhab a viszkoelasztikus élményért, a tökéletesen precíz formakövetésért és a kellemesen hű alvási klímáért lesz felelős. De mi is az a gélhab. A gélhab (gelfoam) egy speciálisan az alvásipar számára fejlesztett alapanyag, amely a hagyományos emlékezőhabokkal szemben számtalan olyan előnyös tulajdonsággal bír, amely az alvási komfortot hivatott fokozni. Egyik ilyen tulajdonsága a magas tömegsűrűség, amelynek köszönhetően hosszabb élettartam és lassabb avulási görbe figyelhető meg. A kiváló elasztikus és biomechanikus tulajdonságának köszönhetően kifejezetten alkalmas a nyomáspont nélküli egyenletes teherelosztásra, a megnövekedett nyomáselosztó képességnek köszönhetően feszültségmentesebb, kevesebb forgolódással járó pihentető alvás jöhet létre. A gélhabok legfontosabb és legjobb tulajdonsága azonban a hőmérséklet- és páraszabályozó képességében rejlik. A poliuretán habban rejlő gél szemcsék kiváló hővezető képességének köszönhetően a gélhab felületek elvezetik a test hőjét, így a gélhab termékek nem melegednek fel a kívánt mértéknél jobban, kellemes klimatika és az átlagosnál lényegesen jobb légáteresztő képesség jellemzi.



MINDIG A PROBLÉMÁK

A nagy sikerű RelaXx és Medical Concept saját fejlesztésű matracaikon túl lassan 5 éve dolgozunk egy olyan matrac megfogalmazásán és szabadalmaztatásán, ami forradalmasíthatja az alváskultúrát. A Levital matrac az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is szabadalmi oltalom alatt álló termék és hamarosan négy különböző típusból fog állni és nagyon fontosnak gondoltuk végig, hogy olyan árfekvésbe kerüljön a termék, ami a magyarországi fogyasztók számára is túlzott erőfeszítés nélkül megfizethető. Egy olyan matract készülünk tehát bemutatni, amely a világon egyedülálló. A LeVital® matraccsalád ráadásul egy magyar szabadalom, így különösen büszkeség egy ilyen termék bemutatása. A LeVital® matrac szabadalom és koncepció lényege, hogy a hagyományos és különböző tulajdonságú hideghab alapanyagok megfelelő elrendezésével -Smart Layer Position (SLP), a szigorúan szakmai szempontok szerint megválasztott rétegenként eltérő keménységű és tömegsűrűségű hideghab rétegek megfelelő megválasztásával, arányával, pozicionálásával és az egészen egyedi vágástechnológiának köszönhetően (Adaptive Cutting System) olyan matrac jöhetett létre, amely megoldja azokat a problémákat, amelyekkel a matracgyártók és a Vásárlók is évtizedek óta küzdenek. Hogy mik is ezek a problémák? Lássuk csak!

US PATTERN NUMBER: PTO (USA) 9930971



Az alap probléma mindig a különböző testsúlyból és a különböző testalkatból adódik, hiszen ezen tulajdonságok miatt szinte mindenkinek különböző matraca lenne szüksége. Lágyabbra a könnyebb testalkatúaknak, extra vállzónára a szélesebb vállúaknak, keményebbre a kicsit termetesebb Vásárlóknak, egészen feszes matraca a 120kg fölötti Vásárlóközönségnek, de természetesen még egy franciaágyon belül is többnyire két külön matrac lenne a megfelelő választás, hiszen a párok között is általában nagyobb a testsúly-különbség, mint 15-20%, ami természetesen ergonomiai szempontból két különböző alátámasztást indokolna.

A következő probléma a változás. Tekintettel, hogy egy kicsit jobb minőségű matrac élettartama 10-12 év, így az esetek többségében ezen időszak alatt változások állhatnak és (többnyire) állnak is be: testsúlyban, komfortérzetben, egészségi állapotban, az egyes nyomáspontok érzékenységében (pl. csípőízület), stb. Ezt egy hagyományos matrac nem képes lekövetni, nem fog alkalmazkodni a megváltozott terheléshez, hiszen mindegyik matrac olyan amilyennek megvettük legfeljebb az évek során már kisebb-nagyobb mértékben veszített tartásából.

A harmadik gond évtizedek óta az ergonomiai zónákkal merül fel, hiszen az 5-7 ergonomiai zónával kialakított matrac zónáinak elrendezése a különböző testmagasságok esetén többnyire nem a megfelelő helyre esik, így nagyobb magasság-különbségek esetén például az a helyzet is előállhat, hogy a "tudományosan" kialakított lágyabb vállzóna, derékszóna alá vagy éppen fölé kerül a felhasználó váll- vagy medencérsze.



A LEVITAL MATRACCSALÁD ÍGÉRETE

A LeVital® matraccsalád ellenben minden esetben alkalmazkodik minden testsúlyhoz, minden testalkathoz, minden magassághoz és minden változáshoz. A speciális Adaptive Cutting System (ACS) vágástechnológiával kialakított belső szerkezet érzékeli a terhelést és egészen kivételes módon könnyű testsúly esetén kellemesen lágy, de határozott komfortot biztosít, míg magasabb testsúly esetén a folyamatosan belépő egyre nagyobb ellenállásnak köszönhetően egy a testsúlyhoz igazodó meglehetősen masszív alátámasztással találjuk szembe magunkat.

A különböző tulajdonságú rétegeknek és a speciális vágási rendszernek köszönhetően létrejövő sűrű elrendezésű, de különböző magasságú tartó blokkok folyamatosan a terhelés függvényében lépnek be az alátámasztásba, így míg könnyebb testsúly esetén csak a magasabban elhelyezkedő lágyabb elemek segítik az alátámasztást, addig az egyre nagyobb testsúly függvényében az alacsonyabb blokkok és a feszebb rétegek folyamatosan kapcsolódnak be az alátámasztás mechanizmusába.

Az egészséges alvás szerves része a száraz higiénikus alvási környezet, amihez a matrac belső szerkezetének szellőzése is elengedhetetlen követelmény. A LeVital® matracok tartó blokkjai között kialakított páratlanul mély és térhálóban elrendezett szellőzőjárataiban a levegő akadálymentesen áramolhat a matrac belsejében szinte minden irányban.

A LeVital® termékcsaláddal tehát olyan ígéret áll előttünk, ami forradalmasíthatja a matracgyártást, amely megoldhatja az évtizedek óta fennálló alapvető ergonómiai problémákat és a különböző testi adottságokból eredő anomáliákat, amelyre minden jel szerint a hagyományos matracgyártás eddig nem volt képes: egy matrac mindenkinek.